

Kérdések és válaszok azoknak, akik komolyan gondolják a nagyítást

1. Melyik nagyítás a megfelelő számomra?

Ki kell próbálnia több loupéféle nagyítást, hogy tudja dönteni, melyik a legmegfelelőbb számára.

Amennyiben szeretne loupé nap nagyítás alatt dolgozni, a szem és a gép közötti távolság fontos lesz. E

A magasabb nagyítást speciális loupé használással érheti el, például a 4x nagyításnál a loupé



2. Tökéletesen látok. Miért van szükségem loupéra?

Ha nem látja, nem is tudja kezelni! A nagyítás segítségével az Ön látását erősíti, tisztítja és

3. Romlani fog látásom, ha nagyítás alatt dolgozok?

Nem. Loupéink használata közben szeme nem romlik, ugyanakkor a megerőltetéstől megóvjá.



4. Rövidlátó vagyok. Melyik loupét válasszam?

Bármelyik ExamVision loupéja az Ön szemének megfelelően kerül kiválasztásra és kalibrálásra


5. **Melyik a jobb, a Flip-up vagy a TTL loupe?**

Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. A TTL (lelősen keresztül) loupék a nagyítást a szem elé helyezik, míg a Flip-up loupék a szem mögé kerülnek. Néhány ügyfelünk a Flip-up loupékat részesíti előnyben. A nagyítás alatti munkavégzést követően a szemük hamarabb gyógyul meg, mint a TTL loupékat használóké. Ha azon gondolkodik, hogy az Ön számára melyik a jobb, akkor kérjen mintát, hogy megismerhesse a különbséget.



6. **Minden loupe azonos módon határozza meg a nagyítás mértékét?**

Nem. Ez nagyjában függ a nagyítás egy loupé méretétől, de a nagyítás mértékét a loupé és a szem közötti távolság is befolyásolja.



7. Miért ilyen drágák az ExamVision loupék?

Az ExamVision loupék és fényforrások komponensei a legújabb technológiák, például az ExamVision 4.0 és az ExamVision 5.0.

8. Hogyan cseréljem ki a loupémat, ha megváltozik a látásom?

Mi átállítjuk, vagy átépítjük loupéjét a szeméremet, mind a dioptriás lencsét – hogy tökéletesen megfeleljen a látásának.

9. Olyan helyen élek, ahol nincs ExamVision elosztósztruktúra.

Igen. Irjon egy e-mailt az info@since78.net címre, vagy hívja a +36 20/335 05 21-es telefonszámot. Szívesen segítünk.

10. Mi a különbség a HD és a Lite lencse rendszer között?

A HD loupék a prémium szintű lencse, amely a legújabb technológiával készült, és a legmagasabb minőségű képet biztosít.



EXAMVISION™
lite

1100péink segítségével Ön megismerheti a legújabb generáció endoszkópjainak előnyeit. Számos

**Hogy Ön is mielőbb megtapasztalhassa az előnyöket,
melyeket
elégedett felhasználóink már régen tudnak:**

**Igényeljen bemutatót és műszeres bemérést most!
Tel.: 06 20 335 05 21 e-mail:info@since78.net**